

レビューってなに？

レビューは、医療機関専用の特殊な高解像度カメラです。

顔を正面・右・左の3方向から撮影し、普段、鏡で見ても気付かない隠れたシミまで見ることができます。

治療前後の写真を自分の目で見比べて確認することができるので、より安心して、治療を受けられます。



レビューで見えるものは？

レビューは、カラー・UV・赤み*写真を撮影でき、それぞれの写真で見えるものが異なります。

<カラー写真>



<UV写真>



<赤み写真>



シミ くすみ 小じわ
キメ ニキビ ニキビ痕
毛穴の開き など

隠れたシミ ニキビのもと
化粧のこり 皮脂 など

赤ら顔 毛細血管の拡張
など

* 医療機関により、赤み写真の撮影を行っていない場合があります。

撮影前にすること

- ピアス(イヤリング)、ネックレスを外します。
- 洗顔をします。(男女、メイク有無にかかわらず)
※「治療前の正しい洗顔のしかた」参照
- ヘアバンドをします。
① 後れ毛が出ないようにします。
② 生え際がすべて出るようにします。
- 首もとにケープをつけます。

メイクや汚れが残っていると写り込んでしまいます。しっかり落としましょう。



撮影の流れ

撮影時間：約3分

- 背筋を伸ばして、座ります。
- あご寄せ台のくぼみにフィットするように軽くあごを寄せます。
- 額あての真ん中に、おでこを軽くつけます。
- 目を軽く閉じ、撮影が終了するまで、そのままの状態を維持します。
- “ピピピ”と鳴ったら、撮影終了です。顔の向きを変えて撮影します。



撮影のポイント

座り方




あごとあご寄せ台が水平になる高さで、あご寄せ台に対して、体がまっすぐに向き合うように座ります。

Q & A

Q レビューで撮影すると、何がわかるの？

A 隠れたシミやニキビのもと、血管の拡張などがわかります。

<カラー写真>




<UV写真>



UV写真なら、カラー写真ではわからない隠れたシミがはっきり見えます。

治療前



治療中



治療の経過を細部にわたり、確認することができます。

写真提供：天神下皮フ科形成外科 院長 加玉文祥 先生

Q 撮影中の光は、大丈夫？

A カラー・赤み写真は室内照明と同じ光を、UV写真はUVAの弱い光を使用しています。

どちらも、数秒間、光をあてるだけなので、お肌への影響はほとんどありません。

レビューでの撮影について

～ 治療を受ける前に、知っておきたいレビューのこと～

お肌の状態をレビューで見てもみませんか？

目には見えない、お肌の内側を知ることで、正しい治療法やスキンケアを選択することができます。

レビューで、治療前・治療後の写真を撮影し、お肌の変化を一緒に確認してみましょう。

レビューについて、詳しくは、中面をご覧ください。

